

ONYX SCULPT 2.0

SISTEMA DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

FICHA TÉCNICA





SISTEMA ONYX SCULPT
VERTICAL



SISTEMA ONYX SCULPT
PORTÁTIL



16%
DE AUMENTO EN
MASA MUSCULAR



18%
DE REDUCCIÓN DE
LA GRASA CORPORAL

ONYX SCULPT 2.0

ESTIMULACIÓN Y REMODELACIÓN CORPORAL SIN CIRUGÍA MÉDICA

Onyx Sculpt 2.0 permite desarrollar los músculos y eliminar el exceso de grasa en pocas sesiones. Una sesión de tratamiento con nuestro equipo equivale a varias horas de entrenamiento físico.

Ahora puedes trabajar al mismo tiempo en glúteos, abdomen y piernas y aumentar la fuerza, la resistencia y el equilibrio en todo el cuerpo.

Durante el ejercicio físico tradicional, el cerebro envía impulsos, estimulando los músculos ya capacitados para contraerse. El tratamiento corporal de estimulación muscular electromagnética se basa en la imitación de las señales e impulsos que envía nuestro cerebro a los músculos.





RENDIMIENTO DEPORTE & ATLETAS

La nueva tecnología de tonificación corporal Onyx Sculpt 2.0 también es utilizada en el deporte de élite. Muchos atletas profesionales usan esta técnica para quemar la grasa innecesaria y mejorar su estado físico en un tiempo récord

EFFECTIVIDAD ÚTIL & VERSÁTIL

Este sistema trabaja enfocado en aumento de músculo. Una sesión de 25 minutos equivale a 4 horas y media de gimnasio, o lo que es lo mismo 30.000 abdominales. Estimula simultáneamente los músculos del CORE (abdomen, glúteos y piernas).

FIABILIDAD GARANTIZADA

El sistema Onyx Sculpt 2.0 está fabricado con los controles de calidad más exigentes del mercado y los mejores materiales para que su rendimiento sea óptimo.

RESULTADOS DESDE LA 1 SESIÓN

La prioridad de Onyx Sculpt 2.0 es dar un servicio integral en cabina, esto conlleva que los resultados estén garantizados y sean muy superiores a otros equipos convencionales.

RENTABILIDAD MAYOR PRODUCTIVIDAD

El sistema Onyx Sculpt 2.0 es una tecnología que se puede incorporar a cualquier centro de estética avanzada, además hablamos de un tratamiento pasivo, por lo que la rentabilidad por tratamiento es muy alta.

TRATAMIENTO CONFORT & SEGURIDAD

Se trata de un tratamiento no invasivo y sin apenas molestias. Utiliza un rango específico de frecuencias, que no permiten la relajación muscular entre dos estímulos consecutivos, lo que provoca la adaptación bajo presión del tejido muscular.

MODOS DE TRABAJO AUTOMÁTICO

ONDA GALVÁNICA

Onda electromagnética para penetrar en la piel descomponiendo la contaminación de la piel, acelerando la velocidad de regeneración de las células y estimulando la velocidad de flujo de líquidos.

ONDA CUADRADA

Estimula las contracciones musculares y realiza movimientos pasivos, es utilizada para tonificar, tensar y contornear la piel flácida.

ONDA SECUENCIAL

Estimula el músculo de forma intensiva, se usa principalmente para ejercitar el músculo y así obtener una línea corporal perfecta y firme.

ONDA PUNTA GEMELA



Se caracteriza por su potencia de penetración en la manera de trabajo de las zonas corporales, transforma la grasa en consumo de energía de manera rápida y eficaz.

ONDA TRAPEZOIDE

Esta onda contrae los músculos rápidamente, es usada para mejorar el volumen de la sangre en la circulación y a su vez drena los residuos corporales.

ONDA TRIANGULAR

Estimula ligeramente y relaja los músculos cansados, su objetivo es incrementar la actividad del sistema linfático, ayudando de esta manera a la eliminación de alteraciones derivadas de una mala circulación de la linfa.



ANATOMÍA MUSCULAR COMO FUNCIONA

Las contracciones supra máximas intensivas estimulan la respuesta muscular con una remodelación profunda de su estructura interna, gracias a este proceso la densidad y volumen muscular se verán aumentados.

FIBRAS MUSCULARES

ENERGÍA ATP

NEURONA MOTORA

GRASA

MIOFIBRILLA

PROTEINA

VASO SANGUÍNEO

MÚSCULO

OTRAS UTILIDADES

Las contracciones voluntarias pueden aumentar la demanda de energía de las células grasas. La epinefrina liberada guía a las células para que inicien la lipólisis.

Las contracciones supra máximas intensivas mejoran la liberación de epinefrina que desencadena un efecto en cascada que conduce a una lipólisis en las células grasas.

El desbordamiento de ácidos grasos libres (FFA) provoca disfunción celular e inducción de apoptosis, muerte celular programada. Las células muertas colapsan y se eliminan naturalmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje

AC230V / 50Hz - AC110V / 60Hz

Temperatura de funcionamiento

5° C - 40° C

Potencia

1800W

Potencia magnética

7.0Tesla ± 20%

Frecuencia magnética

Hasta 150 Hz

Ancho de pulso

310 μ s ± 20%

Refrigeración

Agua + Ventilador

Pantalla



Táctil 18"

Medidas

100 x 40 x 40 cm

Peso

70 kg



BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN MUSCULAR ELECTROMAGNÉTICA

ONDA GALVÁNICA

Onda electromagnética para penetrar en la piel descomponiendo la contaminación de la piel, acelerando la velocidad de regeneración de las células y estimulando la velocidad de flujo de líquidos.

INCREMENTO DEL TEJIDO MUSCULAR

La masa muscular aumenta tras 4 sesiones, se estima una media del 16%. El tejido se fortalece sobre todo en personas no entrenadas.

AUMENTO DE LA RESISTENCIA

La estimulación magnética funcional produce un agotamiento máximo y aumenta la resistencia de los músculos involucrados. Mejora la eficiencia cardiovascular y el ritmo de recuperación.

AUMENTO DE LA FUERZA

La regeneración de fibras musculares provoca una mejora de su calidad y cantidad. Aumenta paulatinamente los músculos y la potencia muscular sin riesgos de lesiones.

REHABILITACIÓN MUSCULAR

Es eficaz en el tratamiento del suelo pélvico, debilitamiento de la musculatura y procesos de pérdida de tejido. Alivia la tensión en los músculos, así como contracturas y nódulos.

AUMENTO DE LA VASCULARIZACIÓN

La estimulación muscular electromagnética provoca la dilatación de los vasos sanguíneos aumentando el riego sanguíneo y facilitando el aporte de oxígeno y nutrientes a las fibras musculares.

REDUCCIÓN DE LA GRASA CORPORAL

Ayuda a reducir notablemente el peso y sobre todo la grasa corporal mientras se produce un aumento en la musculatura del cuerpo. Reduce el diámetro de la cintura, caderas y los muslos. Disminuye el volumen en la cintura, acompañado de un aumento y estabilidad de los músculos de los glúteos.

TOTALMENTE SEGURO

Sin riesgos ni complicaciones. El potente tratamiento de Onyx Sculpt 2.0 produce únicamente dolor muscular los días posteriores al tratamiento y no requiere tiempo de recuperación.



SISTEMA RN TECHNOLOGY



ASESORAMIENTO

Nuestro equipo te ayudará a sacar el máximo rendimiento a tu aparatología.



SEGUIMIENTO CONTINUO

La misma persona que te ha formado estará cerca de ti, ayudándote a resolver cualquier duda que te surja.



GARANTÍA CON EQUIPO DE SUSTITUCIÓN

Ponemos empeño en que las reparaciones sean lo más rápidas posible, aun así, si la cosa se complica, contamos con equipos de sustitución.



FORMACIÓN INTEGRAL EN TU PROPIO CENTRO

Nuestro técnico acudirá para darte unos conocimientos de tú a tú, tómate todo el tiempo que necesites en aprender a usar nuestra tecnología.

A large, three-dimensional logo is mounted on the dark grey stone facade of a modern building. The logo consists of the letters 'DN' stacked above 'R', with a stylized swoosh or underline element. The building's facade is composed of large, rectangular stone tiles. To the left, a section of the building is clad in lighter-colored panels, and a window with a dark frame is visible. The sky is a clear, bright blue.

✉ info@rntech.es

🌐 www.rntech.es

📍 Pol. Ind. Vicolozano 68. Ávila.

NT





✉ info@rntech.es

🌐 www.rntech.es

📍 Pol. Ind. Vicolozano 68. Ávila.